

INSTRUCTIONS FOR USE

2-function double folding walking frame

Product code: FOLDY




1. Characteristics

2-function folding walker is made of crosswise reinforced aluminium frame. The walker has 2 functions: the rigid and the reciprocating, which allows to move the sides alternatively without lifting the walker. The walker provides a wide area of support, as well as a long range of walking. Solid handgrips ensure a comfortable use. Owing to adjustable legs, the height of the walker can be adjusted according to user's needs. Rubber tips prevent the walker from sliding. Double folding function makes it easy to store and transport.

Elements of the walker:

- a. handgrip
- b. frame folding clip
- c. function change
- d. legs locking pin
- e. height adjustment
- f. anti-sliding rubber tip



2. Application

2-function walker is a support equipment designed for people with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is also recommended to the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety. The use of the walker supports the recovery of people with lower limbs diseases and with locomotion or verticalization problems.

3. Assembly

Unfolding

- To unfold the walker, pull the sides apart to the maximum position until the handgrips are locked.
- Then unfold the legs of the walker - pressing the legs locking pin, assemble the two parts of the tube, which are connected to each other by a rubber element.

Folding

- To fold the walker, press the folding clip located in the middle on the crosswise frame and fold the sides.
- Then fold the legs of the walker - pressing the legs locking pin, disassemble the two parts of the tube, which are connected to each other by a rubber element.

Height adjustment

- The height should be set on such a level that the user, who is leaning on the handles, stands upright, as far as he or she is able to, with arms in a resting position and elbows slightly bent. It is inadvisable to hang on the walker with all the body weight.
- To adjust the height of legs, press the metal pin, select appropriate height of the leg, and lock the position of the legs relative to each other. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

Note! The pins must be set on the same level in each leg.

Selection of functions

- Rigid function - press the folding clip located in the middle of the frame, fold the legs slightly. Place the locking pins in the upper horizontal openings, used for function changing. Then pull the sides apart to the maximum position until the handgrips are locked
- Reciprocating function – press the folding clip located in the middle of the frame, fold the legs slightly. Place the locking pins in the lower horizontal openings, used for function changing. Then pull the sides apart to the maximum position until the handgrips are locked.

4. Technical data

Overall width	60 cm
Inner width	52 cm
Overall depth	46 cm
Height adjustment	72-91 cm
Weight	2.35 kg
Maximum capacity	136 kg
Frame colour	black

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the walker, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

- Clean the frame of the walker with damp cloth using only water and mild detergents. Wipe dry after each use.
- **Do not use** for cleaning: strong polishing and abrasive agents, strong detergents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Remove any dirt found on the moving parts of the walker (hinges, clamping screws, locks).










7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.
Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Balkonik dwufunkcyjny, podwójnie składany

Kod produktu: **FOLDY**




1. Wykonanie

Balkonik dwufunkcyjny, podwójnie składany, jest wykonany ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Balkonik pełni dwie funkcje: statyczną oraz kroczącą, która umożliwia naprzemienne przemieszczanie boczaków bez konieczności podnoszenia. Posiada szerokie pole podparcia oraz długi zakres kroczenia. Uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę używania. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki regulowanym nóżkom. Dzięki podwójnej funkcji składania balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

Elementy balkonika:

- a. uchwyt
- b. składanie ramy
- c. zmiana funkcji
- d. pin blokujący nóżkę
- e. regulacja wysokości
- f. gumowa nasadka antypoślizgowa



2. Zastosowanie

Balkonik dwufunkcyjny jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

3. Montaż

Rozłożenie balkonika

- Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów.
- Następnie rozłożyć nóżki balkonika - naciskając pin blokujący nóżki, nałożyć na siebie obie części rurki, które połączone są ze sobą gumowym elementem.

Złożenie balkonika

- Aby złożyć balkonik, należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i złożyć ramiona.
- Następnie złożyć nóżki balkonika - naciskając pin blokujący nóżki, rozłączyć obie części rurki, które połączone są ze sobą gumowym elementem.

Regulacja wysokości

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy pin, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Wysokość na wszystkich nóżkach musi być ustawiona na tym samym poziomie.

Wybór funkcji

- Statyczna – należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i lekko złożyć ramiona, następnie ustawić oba piny blokujące w górnych otworach przeznaczonych do zmiany funkcji. Rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów.
- Krocząca – należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i lekko złożyć ramiona, następnie ustawić oba piny

blokujące w dolnych otworach przeznaczonych do zmiany funkcji. Rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita z nasadkami	60 cm
Szerokość wewnętrzna	52 cm
Głębokość całkowita	46 cm
Regulacja wysokości	72-91 cm
Waga	2,35 kg
Maks. obciążenie	136 kg
Kolor	czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając tylko wody i łagodnych detergentów, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji – utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad)










7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



10/2023(I)